



MODE D'EMPLOI

Article N° : 49 450 34

PROTEGE SONDE EN LATEX

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE (§13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

Enfiler sur la sonde le protège sonde en le déroulant jusqu'au bout. A près intervention ré-enrouler le protège sonde sur lui même. Se protéger les mains par des gants lors de ces opérations.

PRECAUTION D'EMPLOI :

Choisir la bonne taille par rapport à la sonde utilisée et l'enfiler sans la déchirer.

Le fait de réutiliser un protège sonde peut avoir comme conséquence une propagation d'une infection du patient précédent.

Risque de transmission de maladie.

Dispositif à usage unique.